




Patienten-Fernbedienung mit extra großen Tasten, Modell Medium mit und ohne Zahlentasten



Sehr einfache Bedienung in der Handhabung und Übersicht

Personen mit Sehschwäche und ältere Menschen haben es oft schwer, die vielen „kleinen“ Tasten von normalen Consumer-Fernbedienungen zu unterscheiden bzw. mit ihren Fingern genau anzuwählen. Eine herkömmliche Consumer-Fernbedienung z.B. für ein Smart-TV bietet verständlicherweise viele Funktionen, die aber speziell für ältere Menschen nicht relevant sind und in der Regel kaum oder gar nicht genutzt werden. Die Fernbedienung Medium mit und ohne Zahlenfeld verfügt deshalb nur über wenige, aber dafür sehr große Tasten. Alle Tasten sind einzeln abgetrennt und können dadurch gut unterschieden werden. Somit können Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen oder ältere Menschen alle wesentlichen und am häufig genutzten Funktionen mit der Fernbedienung selbstständig ausführen, leicht und übersichtlich.

Nur acht verschiedene Tasten – mit oder ohne zusätzlichem Zahlenfeld

Die Fernbedienung Medium verfügt nur über acht verschiedene Tasten. (ohne Zahlenfeld) Durch die geringe Anzahl der Tasten werden viele Bedienungsfehler vermieden. Das Wählen der einzelnen Programme, wird nur mithilfe von zwei Tasten (Channel \wedge / \vee) durchgeführt. Die zwei Tasten ermöglichen es, alle Programme der Reihe nach durchzuschalten. Die Lautstärke wird mit Volume +/- bedient. Das Modell Medium mit Zahlentasten bietet darüber hinaus das direkte anwählen von TV-Programmen über das Ziffernfeld.

Auf einen Blick

- Extra große, einzeln abgetrennte Tasten
- In den Farben schwarz oder silber
- Nur acht Bedientasten (ohne Tasten mit zusätzlichem Zahlenfeld), sehr einfache Bedienung
- **Alle Tasten der Fernbedienung können frei programmiert werden**
- steuert Ein/Aus, Laut/Leise, Programmwahl vor/zurück oder mit Zahlenfeld das direkte anwählen von TV-Programmen. Die Tasten A und B könnten für ein zweites Gerät oder anderen Funktionen des TVs zur Verfügung stehen
- Die Programmierung der Patienten-Fernbedienung auf das gelieferte TV-Modell erfolgt durch uns
- Der Patient kann mit dieser Fernbedienung nicht ins TV-Menü eingreifen, um ggf. unabsichtlich einen Sendersuchlauf zu starten oder andere relevante Funktionen oder (Vor-)einstellungen am TV zu ändern. Im Gegensatz zu einer normalen Smart-TV Fernbedienung, mit der ältere Menschen bedingt durch die „kleinen“ Funktionstasten des öfteren nicht gewünschte Funktionen ausführen, enthält die Medium-Fernbedienung nur die wesentlichsten Funktionen.
- Benötigt 2 x AAA 1,5 Volt Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Größe 2,9 cm x 17,5 cm x 2,0 cm

Wissenswert

Die Fernbedienung Medium ist auch auf Ihre bereits vorhandenen TV-Geräte in Ihrer Klinik programmierbar. Hierfür benötigen wir nur die „normale“ ursprüngliche Fernbedienung für die in Ihrer Klinik installierten TVs.

Preise

Modell Medium ohne Zahlentasten, Farbe schwarz oder silber
Modell Medium mit Zahlentasten, Farbe schwarz oder silber

10,95€ zzgl. MwSt.
12,45€ zzgl. MwSt.